




Paquete Cirugía Avastin Estéril K261



Composición:


1 Campo clínico SMS 100x100 cm con fenestración 6x6 cm

2 Compresas 45x45 cm

Presentación: unitaria en papel mixto grado médico con fecha de elaboración, vencimiento, lote y método de esterilización

Unidad de empaque: 30 unidades

Método de esterilización: Oxido de etileno, 24 meses



La información que contiene esta ficha fue elaborado por Barron Vieyra International Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.

