

# » Kit Tercer Molar K92 Estéril



ficha técnica

- **Material:** Polipropileno SMS (Spunbond /Meltblown/Spunbond y SMS Bilaminado)



- **Composición**

- 1 Campo clínico SMS 90x90 cm con fenestración central 8x8 cm
- 2 Campo clínico SMS 90x90 cm

- **Presentación:** Empaque unitario mixto grado médico con fecha de elaboración, vencimiento, lote y método de esterilización.

- **Unidades de Empaque:** Caja 20 unidades

- **Método de esterilización:** Óxido de etileno, 24 meses



La información que contiene esta ficha fue elaborado por Barron Vieyra International Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.

