

» Kit Baneja Anestesia Regional Espinal 25 G TC90K258E18



ficha técnica

• Componentes

- 1 Copela
- 1 Aguja espinal punta de lápiz 25G s 3 ½ IN + Introductor
- 1 Aguja hipodérmica 1,2 x 40 mm (18G x 1 ½")
- 1 Aguja Hipodérmica 0,5 x 15 mm (25G x 5/8")
- 1 Jeringa 5ml luer slip 0,8 x 40 mm (21G x 1 ½ 40X)
- 1 Jeringa 3ml luer slip 0,8 x 40 mm (21G x 1 ½ 40X)
- 1 Parche con ventana
- 2 Campos clínicos 80 x 36cm con cinta adhesiva de 60 cm central
- 2 Toallas secado de manos Fortex 50
- 2 Apósito de gasa 5x5 cm con corte
- 1 Hisopo
- 1 Campo clínico de envolver SMS 45x60 cm

• **Método de esterilización:** Óxido de etileno, 24 meses

• **Presentación:** Envase unitario en papel mixto grado médico con fecha de elaboración, vencimiento, lote y método de esterilización.

• **Empaque:** Caja 10 unidades.

• **Vida útil:** 24 meses

• **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en lugar fresco y seco.

• **Precauciones:** Producto descartable de un solo uso. No utilizar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



La información que contiene esta ficha fue elaborada por Barron Vieyra International Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.