

# » Kit Venoso Central CC Estéril TC90K253E10



• **Material:** SMS / Polipropileno / Fortex 50


• **Composición:**

- 1 Delantal cirujano talla L
- 1 Toallas secado de mano 30x40 cm
- 1 Campo clínico 120x150 con fenestración 10x10 cm
- 2 Campos clínicos 100x100 cm
- 2 Copelas de aluminio
- 1 Hisopo gaza
- 5 gasas 7,5 x 7,5 cm

• **Presentación:** Unitaria en papel mixto grado médico, con fecha de elaboración, vencimiento, lote y método de esterilización

• **Método de esterilización:** Óxido de etileno, 24 meses.

• **Unidad de empaque:** 10 unidades por caja.



La información que contiene esta ficha fue elaborada por Barron Vieyra International Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.

Sept. 2021